



## **AUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO VISTA II**

---

**Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.**

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta  
Diadema - SP - CEP: 09950-110



## Auto Refrator com Ceratômetro Vista II

Aparelho automático para testes de refração e  
medição de curvatura corneana.

### RECURSOS E BENEFÍCIOS

---

Marca:



Garantia:



## DADOS TÉCNICOS

---

### Características básicas:

#### Refração:

**Dioptria (esférico):** -25.00D / + 22.00D

**Dioptria (cilíndrico):** -10D / + 10D

**Escalas de medição:** 0,12D / 0,25D

**Distância Vertex:** 0/12 / 13,5 / 15mm

**Eixo:** 180° (c/ intervalo de 1°)

**Distância interpupilar:** 10 - 85mm

**Diâmetro mínimo pupila:** 2,0 mm

**Fixação:** Automática

**Monitor:** LCD 7 polegadas

**Medição de DP:** Automática

**Voltagem:** Bivolt

**Dimensões:** 48,7 x 26,2 x 46,7 cm

**Peso:** 17,2kg

#### Ceratometria:

**Potência corneana:** - 33.75D / + 67,50D

**Astigmatismo corneano:** 0D / - 15 D

**Escalas de Medição:** 0,05D , 0,125D ou 0,25D

**Distância Vertex:** 0 / 12 / 13,5 / 15mm

**Eixo:** 180° (c/ Intervalo de 1°)

**Diâmetro córnea:** 2, mm a 12 mm (escala de 0,1mm)

**Raio de curvatura:** 5 a 10 mm (escala de 0,1mm)



Completo!

Possui medição automática do olho direito e esquerdo, auto tracking e auto foco.



Sistema para deslocamento através de mouse inteligente ou através do touch screen.



Possibilidade de medição da ceratometria central ou periférica.



Sistema de medição já integrado para leitura com lentes intraoculares (IOL).



Função de Retro Iluminação para auxiliar na análise de catarata.



Medição do tamanho da pupila, com a possibilidade de medir até duas vezes e gerar média.



Queixeira motorizada para maior rapidez e praticidade.



Possibilidade de trabalhar em pé ou sentado, graças ao ajuste de ângulo da tela..



Ampla tela com touch screen de 7 polegadas.



Impressora termal de alto desempenho com corte automático.



Acompanha olho de calibragem, para que você possa conferir a precisão de seu equipamento.

	NAME: .....	N/F		
Date and time display	DATE: 2010-08-31	15:38		
	[REF]	VD: 12:00		
		Cyl. Sign: [-]		
Right eye data	(R)	SPH	CYL	AX
		-2.50	-0.00	180
		-2.50	-0.00	180
		-2.50	-0.00	180
	AVG	-2.50	-0.00	180
				Representative value
Left eye data	(L)	SPH	CYL	AX
		-5.00	-0.00	180
		-5.00	-0.00	180
		-5.00	-0.00	180
	AVG	-5.00	-0.00	180
				Representative value
PD Measurement	PD=	55mm		
		RM: 9000		

Todos os principais dados da refração e ceratometria em poucos segundos através de impressora termal.







**Para mais informações:**

**(11) 4070-6736**

**(11) 5011-6736**

**(11) 94743-6132**

**[www.tecnobrasil.com.br](http://www.tecnobrasil.com.br)**

**[www.tecnobrasilloja.com.br](http://www.tecnobrasilloja.com.br)**

 **tecnobrasilrm**

 **tecnobrasil**

---

**Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda.**

Avenida Fagundes de Oliveira, 964 - Bairro Jardim Padre Anchieta

Diadema - SP - CEP: 09950-110